


11

Fixateurs externes

• External fixations








Fixateur externe type Hoffmann • Hoffmann fixation


Avant-Bras



Fémur



Tibia



Articulation



Rotule à tige



Poignée à rotule



Référence	Ø en mm
38.130.01	5
38.130.03	8

Référence	Désignation
38.100.01	Petit modèle
38.100.02	Moyen modèle
38.100.03	Grand modèle

Référence	Désignation
38.120.01	Petit modèle
38.120.02	Moyen modèle
38.120.03	Grand modèle

Barre d'union




Ø en mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500
5	38.205.10	38.205.15	38.205.20	38.205.25	X	X	X	Χ	X
8	X	38.208.10	38.208.20	38.208.25	38.208.30	38.208.35	38.208.40	38.208.45	38.208.50

Barre à coulisse



Référence	Désignation
38.110.01	Petit modèle
38.110.02	Moyen modèle
38.110.03	Grand modèle

Fiche type Bonnel Ø 4 transfixiante filetage central Ø 5



Reference	а	b
38.525.35	250	35
38.525.40	250	40
38.525.50	250	50
38.525.60	250	60

Référence	а	b
38.530.35	300	40
38.530.40	300	50
38.530.50	300	70





38.520.50

200

50

Demi-fiche Ø 4 à filetage interrompu pour os long





Référence	а	b	
38.500.01	60	22	Humérus
38.500.02	80	27	Tibia
38.500.03	110	34	Fémur
38.500.04	170	34	Grosse cuisse

Demi-fiche 3




~~~~			
-	b		
Référence	а	b	
38.501.01	60	10	Clavicule
38.501.02	80	20	Radius /cubitus
38.501.03	110	21	Gros os enfant

## Fiche universelle Ø 5 mm



#### Fiche lisse transfixiante Ø 4 mm

Longueur



### Fiche universelle Ø 5 mm

Référence	Ø	LG
38.304.05	4	60
38.304.08	4	80
38.304.10	4	100
38.304.15	5	150
38.304.20	5	200
38.304.25	5	250

# Instrumentation

Désignation	Référence
Guide	38.600.06



Désignation	Référence
Mandrin Ø 4	38.600.05
Mandrin Ø 3	38.600.04





Désignation	Référence
Vilebrequin	38.600.01



Désignation	Référence
Clé plate	38.600.03



Désignation	Référence
Clé en T	38.600.02



# Mini fixateur externe modulaire

## Tailored mini external fixation

Pr. Bensahel - Dr. Jehanno

Distraction, contraction et réaxation facilement contrôlables

Membre inférieur

composante dynamique Pièce de raccordement Pré-monté 1 entrée Kit à usage unique stérile Barre de raccordement Lg 180 mm 43.100.10-2 Barre de 43.000.07 raccordement Barre de raccordement 2 entrées Lg 70 mm Référence 43.100.20-2 43.000.07 Pièce de raccordement 1 entrée Pièce n°4 Ressort de 43.100.10-4 compression. Boisseau anti-retour 43.100.20-22 Vis sans tête 6 pans creux 43.000.20-21

Déformations congénitales


Lésions traumatiques de l'enfant et de l'adulte

Montage: mise en place simple, stable,

résistant et aisément reproductible

modulable et multi-usages

léger et esthétiquepeu encombrant,







Référence 41.100.00



