

# AVANTAGE DES VIS STÉRILES

## CONDITIONNEMENT VIS NON STÉRILES

- 1) Achat de vis non stériles par paquet
- 2) A réception : 3 lavages des vis avant stérilisation
- 3) Rangement des vis dans les caisiers correspondants
- 4) Remplissage des racks de vis dans des containers de visserie selon les tailles
- 5) Stérilisation de ces containers
- 6) Rangement des containers dans l'arsenal stérile
- 7) Date de péremption des containers maximum 6 mois
- 8) Après chaque intervention, refaire toutes les étapes de la stérilisation
- 9) Prendre en compte le coût de la stérilisation, coût d'un autoclave 700/800€, du personnel, du temps
- 10) Gestion des commandes
- 11) Réutilisation de la même vis en per-opérateur



## CONDITIONNEMENT VIS STÉRILES

- 1) Commande par cartons de boîtes de 10 vis
- 2) Conditionnement : 10 vis sous double emballage, stériles, sachet pelable
- 3) Rangement des boîtes dans un rack mobile mise à disposition par MEDICALEX
- 4) Date de péremption 5 ans
- 5) Pas de vérification mélange/tailles vis
- 6) Traçabilité facile
- 7) Livraison en 24 h
- 8) A la réception des colis, rangement immédiat sur les racks, gain de temps
- 9) Utilisation immédiate dès le choix de la taille par le chirurgien en per-opérateur
- 10) Meilleure traçabilité pour le patient, pour l'équipe d'encadrement, pour l'Ibode circulant

## CONCLUSION

- Meilleure présentation du concept
- Gain de temps pour les différentes équipes
- Meilleure traçabilité pour le patient
- Meilleure traçabilité pour l'établissement de santé, élément de check-list
- Fabrication française
- Économie de budget avec des commandes plus régulières et moins importantes