


Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **40cm**
 HALO TAILLE 00



 FRANCEMED www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°00 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.99 ou 57.900.00

Date :
 23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **43 cm**
 HALO TAILLE 00



 **FRANCEMED** www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane


Représentation ducercle halo N°00 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.99 ou 57.900.00

Date :
 23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **46cm**
 HALO TAILLE 00



 **FRANCEMED** www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°00 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.99 ou 57.900.00

Date :
 23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **47cm**
 HALO TAILLE 0



 FRANCEMED www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane


Représentation ducercle halo N°0 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.00 ou 57.900.01

Date :
 23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **48cm**
 HALO TAILLE 0



 FRANCEMED www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°0 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.00 ou 57.900.01

Date :
 23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **52cm**
 HALO TAILLE 0



 FRANCEMED www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°0 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.00 ou 57.900.01


Date :
 23/03/2020


Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **54cm**
 HALO TAILLE 0



Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
(Circumference of the patient's head in these conditions) : **54.5 cm**
HALO TAILLE 1



 **FRANCEMED** www.medicallex.info


MATERIAU : INOX ou titane


Représentation ducercle halo N°1 avec pointeaux et patient
REF : 56.500.01 ou 57.900.02

Date :
23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
(Circumference of the patient's head in these conditions) : **55.5 cm**
HALO TAILLE 1



 **FRANCEMED** www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane


Représentation ducercle halo N°1 avec pointeaux et patient
REF : 56.500.01 ou 57.900.02

Date :
23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
(Circumference of the patient's head in these conditions) : **56 cm**
HALO TAILLE 2



 **FRANCEMED** www.medicallex.info


MATERIAU : INOX ou titane


Représentation ducercle halo N°2 avec pointeaux et patient
REF : 56.500.02 ou 57.900.03

Date :
23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
(Circumference of the patient's head in these conditions) : **57 cm**
HALO TAILLE 2



 FRANCEMED www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane


Représentation ducercle halo N°2 avec pointeaux et patient
REF : 56.500.02 ou 57.900.03

Date :
23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **58 cm**
 HALO TAILLE 3



 **FRANCEMED** www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°3 avec pointeaux et patient
 REF : 56.500.03 ou 57.900.04

Date :
 23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
 Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
(Circumference of the patient's head in these conditions) : **59 cm**
HALO TAILLE 3



 **FRANCEMED** www.medicalex.info


MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°3 avec pointeaux et patient
REF : 56.500.03 ou 57.900.04


Date :
23/03/2020


Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
Fichier : Layer - with skull - for site

Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
 (Circumference of the patient's head in these conditions) : **60 cm**
 HALO TAILLE 4



Circonférence de la tête du patient dans ces conditions
(Circumference of the patient's head in these conditions) : **62 cm**
HALO TAILLE 4



 **FRANCEMED** www.medicalex.info

MATERIAU : INOX ou titane

Représentation ducercle halo N°4 avec pointeaux et patient
REF : 56.500.04 ou 57.900.05

Date :
23/03/2020

Archivage : Z:\PLAN\2106-1\5650\$\$\$Pour dim\
Fichier : Layer - with skull - for site